



**FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA**

	<table border="1"><tr><td>NAMA</td><td>Cici Liara Septi</td></tr><tr><td>NIM</td><td>2110101110</td></tr><tr><td>KELAS/KELOMPOK</td><td>B1B4</td></tr><tr><td>JUDUL PRAKTIKUM</td><td>Pemeriksaan Urin HCG</td></tr></table>	NAMA	Cici Liara Septi	NIM	2110101110	KELAS/KELOMPOK	B1B4	JUDUL PRAKTIKUM	Pemeriksaan Urin HCG
NAMA	Cici Liara Septi								
NIM	2110101110								
KELAS/KELOMPOK	B1B4								
JUDUL PRAKTIKUM	Pemeriksaan Urin HCG								
ALAT	<ul style="list-style-type: none">o hCG cassetteo pipet teteso								
BAHAN	<ul style="list-style-type: none">o Urin								
DASAR TEORI	<p>Alat tes kehamilan pada dasarnya memprediksi apakah seorang ibu sedang mengandung atau tidak, dengan cara kerja yang hampir sama, yaitu mendeteksi adatidaknya hormon hCG (Human Chorionic Gonadotropin) di tubuh ibu.</p> <p>Keberadaan hormon hCG dianggap sebagai penanda kehamilan, sebab hormon ini diproduksi oleh sel embrio yang kemuadian dilanjutkan profersinya oleh plafenta, kurang lebih selama 6 minggu setelah terjadinya pembuahan. Hormon hCG sendiri berperan menstimulasi ovarium untuk menghasilkan hormon steroid agar kondisi kandungan senantiasa stabil. Mengingat hormon ini dapat dalam jumlah besar ditubuh sejak ibu hamil, keberadaannya tak hanya terdeteksi pada airan darah, tetapi juga pada cairan urin.</p>								

BAGAN ALUR CARA KERJA

- Siapkan alat dan bahan
- Siapkan HCG cassette dan letakkan di tempat yang bersih dan datar
- Matukkan 3 tetes urin ke dalam sumuran. Jangan Sampai terbentuk gelembung udara
- Tunggu hingga muncul hingga 3-4 menit
- Hasil positif ditunjukkan dengan adanya 2 garis merah yang muncul pada cassette
- Cari tahu macam dan fungsi reagen yang digunakan dalam tes tersebut

Yogyakarta, 13 Desember 2021
Menyetujui
Dosen Pengampu Praktikum

(Dita Krietrana, S.Si., M.H)