



**FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM  
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU  
KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA**

	NAMA	RAIKA DWI NUR VIKA
	NIM	2110101091
	KELAS/KELOMPOK	B3
	JUDUL PRAKTIKUM	Pemeriksaan Urine Reduksi (Glukosa Urina)
ALAT	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tabung reaksi</li><li>• Penjepit tabung reaksi</li><li>• Pak tabung</li><li>• Pipet teflon</li><li>• Cerdas</li><li>• Pipet Volume</li><li>• Lampu senter/torches</li><li>• Beker glast</li></ul>	
BAHAN	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5cc larutan benedict</li><li>• Urine Patologic</li></ul>	
DASAR TEORI	Glukosa mempunyai sifat mereduksi. Ion cupri direduksi menjadi cupro dan mengendap dalam bentuk merah bata. Semua larutan sakar yg mempunyai gugusan aldehid atau keton bebas akan memberikan reaksi positif. Sukrosa memberikan reaksi negatif karena tidak mempunyai gugur aktif. Reaksi benedict sensitif karena larutan sakar dalam jumlah sedikit menyebabkan perubahan warna dari seluruh larutan, sedikit menyebabkan perubahan warna dari seluruh larutan. Urin benedict lebih peka karena benedict dapat dipakai untuk menafir kadar glukosa secara kazar. Karena berbagai kadar glukosa	
BAGAN ALUR CARA KERJA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masukkan larutan benedict kedalam tabung reaksi sebanyak 5cc.</li><li>• Campurkan urin patologic 5-8 teter kedalam tabung yang telah bersi benedict</li><li>• Panaskan tabung diatas senter/Burner dan sambil dikocok perlahan sampai mendidih</li><li>• Dinginkan dan amati terjadi perubahan warna atau tidak.<ul style="list-style-type: none"><li>* Negatif (-) : Biru tetap</li><li>* Positif (+) : Hijau kekuningan dan keruh (0,5 - 1% glukosa)</li><li>* Positif (++) : Kuning keruh (1-1,5 % glukosa)</li><li>* Positif (+++) : Jingga atau warna lumpur keruh (2-3,5 % glukosa)</li><li>* Positif (++++) : Merah keruh (&gt;3,5%)</li></ul></li></ul>	

Menyetujui  
Dosen Pengampu Praktikum

(.....)

Hasil Pemeriksaan : Negatif (-) : Tetap Biru atau sedikit kehijau-hijau



**FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM  
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU  
KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA**

	<b>NAMA</b> RAICA DWI NUR VIKA <b>NIM</b> 2110101095 <b>KELAS/KELOMPOK</b> B3 <b>JUDUL PRAKTIKUM</b> Pemeriksaan Urine HCG.
ALAT	• HCG cassette • Pipet teter
BAHAN	• Urine
DASAR TEORI	Keberadaan Hormon HCG (Human chorionic Gonadotropin) dianggap sebagai penanda kehamilan, sebab hormon ini diproduksi oleh sel embrio yang kemudian dilanjutkan prosesnya oleh plasenta, kurang lebih sekitar seminggu setelah terjadinya pembuahan. Hormon HCG sendiri berperan menstimulasi ovarium untuk menghasilkan hormon steroid agar kondisi kandungan tetap stabil - mengingat hormon ini terdapat dalam jumlah besar ditubuh setiap ibu hamil. Keberadaannya tak hanya terdeteksi pada darah, tetapi juga urine.
BAGAN ALUR CARA KERJA	1.) siapkan HCG cassette dan letakkan di tempat yang bersih dan datar 2.) Masukkan 3 teter kedalam sumuran, jangan sampai terbentuk gelembung udara 3.) Tunggu hasilnya muncul hingga 3-4 menit 4.) Hasil Positif ditunjukkan dengan adanya garis 2 merah yg muncul pada cassette 5.) Catat macam dan reagen yang digunakan dalam tersebut
Yogyakarta.....2021 Menyetujui Dosen Pengampu Praktikum (.....)	

Hasil pemeriksaan Urine HCG pd saat praktikum yaitu negatif atau hanya tmbul 1 garis pd huruf C.



**FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM  
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU  
KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA**

	<b>NAMA</b> RAISA DWI NUR ULKA <b>NIM</b> 2110101085 <b>KELAS/KELOMPOK</b> B3 <b>JUDUL PRAKTIKUM</b> Penetapan Perajut Keasaman Urin (pH) Urin
ALAT	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pot Urine</li><li>• Tabung Reaksi</li><li>• Kertas Lakmus / Kertas Universal Indikator</li><li>• Rak Tabung</li></ul>
BAHAN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Urine</li></ul>
DASAR TEORI	<p>Kearaman urin utamanya berkaitan dengan aram porpat dengan hanya sedikit bagian yang yang dikontribusikan oleh asam atau organik seperti aram Pyruvic, asam lactic, dan aram citric. Aram aram ini dikeluarkan pd urine sebagai garam; sodium, potassium, kalsium dan ammonium. Urine makin bertambah meningkatkan aram karena jumlah sodium disimpan oleh peningkatan tubuh..</p>
BAGAN ALUR CARA KERJA	<ol style="list-style-type: none"><li>1.) Siapkan alat &amp; bahan</li><li>2.) Dambil sebuah kertas lakmus, kemudian direlokupkan kedalam urine Sampai tanda batas yang ditentukan pada kertas</li><li>3.) Dibandingkan warna yang terbentuk dengan warna standart (kertas lakmus)</li><li>4.) Diamati adanya perubahan warna yang terjadi pd kertas lakmus<ul style="list-style-type: none"><li>* merah <math>\rightarrow</math> Biru = Basa</li><li>* Biru <math>\rightarrow</math> Biru = Basa</li><li>* merah <math>\rightarrow</math> Merah = asam</li><li>* merah <math>\rightarrow</math> Merah = asam</li></ul></li><li>5.) catat Hasil</li></ol>
Yogyakarta..... 2021 Menyetujui Dosen Pengampu Praktikum (.....)	



**FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM  
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU  
KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA**

<b>NAMA</b> RAISA DWI NIUR VIKA <b>NIM</b> 2110101090 <b>KELAS/KELOMPOK</b> B3 <b>JUDUL PRAKTIKUM</b> Penetapan Kejernihan Urin.	
ALAT	-Pot Urine • Tabung Reaksi • Pak Tabung • Pipet Parteur
BAHAN	Urine
DASAR TEORI	Uji kejernihan urine scumb seperti uji warna. Perlu diperhatikan apakah urine yg dianalisis itu keruh pada saat dikeluarkan atau setelah dibiarakan seberapa lama. Tidak semua macam kekeruhan menunjukkan sifat abnormal. Urine yg normal pun akan keruh sendir, sel-sel epitel dan leukosit yg lambat laun mengendap.
BAGAN ALUR CARA KERJA	1) Disiapkan alat & bahan 2) Dimasukan urin kedalam tabung reaksi kurang lebih $\frac{3}{4}$ bagian tabung 3) Diamati dengan cahaya tembus dengan posisi tabung miring 4) Dikatat hasilnya.  Hasil Pemeriksaan penetapan kejernihan urine pada saat Praktikum yaitu normal (urine ketaraf jernih)
Yogyakarta.....2021 Menyetujui Dosen Pengampu Praktikum (.....)	



**FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM  
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU  
KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA'**

	NAMA	RATNA DWI MURVIKA
	NIM	2110101049
	KELAS/KELOMPOK	B3
	JUDUL PRAKTIKUM	Fleksibilitas Protein Urine
ALAT	1. Tabung reaksi 1      7. Lampu spiritus 2. Penjepit tabung reaksi 8. Bekerglass 3. Rak Tabung 4. Pipet Teter 5. Corong 6. Pipet Volume	
BAHAN	1. Asam Asetat 6% 2. Urine Patologis	
DASAR TEORI	Protein adalah sumber uram amino yang mengandung unsur C, H, O dan N. Sifat-sifat protein beraneka ragam, diturunkan dalam berbagai sifatnya saat bereaksi dengan air, beberapa reagen dengan pemanasan serta beberapa perlakuan lainnya. Urin terdiri dari air dengan bahan terlarut berupa sisa metabolisme, garam terlarut dan materi organik. Biasanya hanya sebagian kecil protein plasma ditarung di glomerulus yg diserap oleh tubulus ginjal & dikeringkan kedalam urin. normal ekscresi protein biasanya tidak melebihi 150 mg/24 jam atau 10 mg/dl jam lebih dari 10 mg/dl didefinisikan sebagai proteinuria. Adanya protein dalam urine disebut proteinuria.	
BAGAN ALUR CARA KERJA	1.) Isi urine normal pada tabung 1 dan Urine Patologis pd tabung 2 hingga dua pertiga tabung 2.) Kedua tabung dimiringkan, panaskan bagian atas urin sampai mendidih 3.) Perhatikan apakah terjadi kekeruhan maka hasilnya negatif 4.) Jika urin dalam tabung tidak terjadi kekeruhan maka hasilnya negatif 5.) Jika urin dalam tabung terjadi kekeruhan maka tambahkan 6% Asam Asetat sebanyak 3-4 teter 6.) Panaskan lagi sampai mendidih. Jika urine kelarbalihening / keruh menghilang maka hasilnya negatif. Jika Yogyakarta....., 2021 keruhnya urine tetap ada maka hasilnya positif. Menyetujui Dosen Pengampu Praktikum	

Hasil pemeriksaan protein urine pada saat praktikum yaitu negatif atau tidak ada kekeruhan.

### LOG BOOK PRAKTIKUM

NAMA MAHASISWA : RAISA DWI MURVINA  
 KELOMPOK : B3  
 PENGAMPU : Solikhah Sulistyaningtyas, S-ST. M-Kes

NO	TANGGAL	MATERI	KETERANGAN	TTD PENGAMPU
1		Pertemuan 1: Percobaan Uji Amilim		✓
2		Pertemuan 2: Presentasi Pemeriksaan darah dan urin		✓
3		Pertemuan 3 : Presentasi pemeriksaan pembekuan darah dan gangguannya		✓
4		Pertemuan 4: Pemeriksaan Hcg, kejernihan, pH, glukosa dan protein urin		✓
5		Pertemuan 5 : Pemeriksaan HbSAg dan HIV		✓
6		Pertemuan 6: Pemeriksaan Hb dan Glukosa darah		✓
7		Pertemuan 7: Pemeriksaan golongan darah		✓

- Keterangan dapat diisi informasi mengenai ketercapaian mahasiswa atau nilai evaluasi