



FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM  
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU  
KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA

NAMA Elvya Purni Melang  
NIM 2110101011  
KELAS/KELOMPOK A1  
JUDUL PRAKTIKUM Penetapan kejernihan Urin

ALAT  
1. Pot urin  
2. Tabung reaksi  
3. Rak tabung  
a. Pipet Pasteur

BAHAN  
Urin Sewaan.

Dasar teori

Uji kejernihan urine sama seperti uji warna nyatakan keadaan urine dengan raihan rasi tangan, Jernih, agak keruh, atau sangat keruh. Perlu diperhatikan apakah urine yang diambur keruh.

DASAR TEORI

Sebab- sebab urin menjadi keruh.  
1. Jika diawal keruh maka adanya kuman yang cukup banyak, adanya bakteri sel-sel epitel.  
2. Keruh setelah didiamkan. kemungkinan adanya hucunna, urat-urat amorf, adanya bakteri yang bukan berasal dari dalam badan namun terdapat pada pori penampung.

BAGAN ALUR CARA KERJA

- Siapkan alat dan bahan
- dimasukkan urin kedalam tabung reaksi kurang 3/4 bagian tabung
- Diaman dengan cahaya tembus dengan posisi tabung miring
- dicatat hasilnya.

Yogyakarta.....2021

Menyetujui  
Dosen Pengampu Praktikum

(.....)



FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM  
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU  
KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA

NAMA Ellyga Purni Melrony  
NIM 211010161  
KELAS/KELOMPOK A1  
JUDUL PRAKTIKUM Pemeriksaan Urine Rutin  
(Glukosa Urine)

ALAT  
- Tabung reaksi  
- Penjepit tabung  
- Pipet tetes  
- Corong  
- Pipet Volume  
- Lampu spiritus  
- Bekas esia

BAHAN  
- 5 cc Larutan benedict  
- Urine Patologis

Dasar teori  
Tujuan: untuk mengetahui adanya glukosa dalam urine  
Dasar: Glukosa mempunyai sifat mereduksi ion cupri direduksi

DASAR TEORI  
menjadi cupro dan mengendap dalam bentuk merah kebiru. Senyawa lain yang mempunyai gugur aldehid atau kemon besar akan memberikan reaksi positif. No sirat dan Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> karbonat. Sukrosa memberikan reaksi negatif karena tidak mempunyai gugur alih. Reaksi benedict sensitif karena larutan sekat dalam jumlah sedikit menyebabkan perubahan warnanya. Sebelum larutan, perubahan warna dari selumun larutan.

BAGAN ALUR CARA KERJA  
1. Masukkan larutan benedict kedalam tabung reaksi sebanyak 5cc  
2. Campurkan urine patologic 5-8 tetes kedalam tabung yang telah berisi benedict  
3. Panaskan tabung diatas spiritus dan rambli dikorek Penahan sampai mendidih.  
1. dinginkan dan amari terjadi perubahan warna / tidak

Yogyakarta.....2021

Menyetujui  
Dosen Pengampu Praktikum



FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM  
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU  
KESEHATAN UNIVERSITAS AISYIYA YOGYAKARTA

NAMA	Etiyoga Puri Melitany
NIM	210101011
KELAS/KELOMPOK	A1
JUDUL PRAKTIKUM	Pemeriksaan protein urine.

ALAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tabung reaktif</li> <li>2 Penjepit tabung reaktif</li> <li>3 Rak tabung</li> <li>4 Pipet tetes</li> <li>5 Corong</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pipet Volume</li> <li>- Lampu Spiritus</li> <li>- Beker ukur</li> </ul>
------	---

BAHAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aram asetat 6%</li> <li>- Urin Patologis</li> </ul>
-------	--

DASAR TEORI	<p>Protein adalah asam amino yang mengandung unsur C, H, O dan N. rangat penting sebagai sumber asam amino yang digunakan membangun struktur tubuh dan sebagai sumber energi. adanya <del>term</del> protein dalam urin disebut proteinuria. betapa keadaan dapat menentukan <del>urin</del> proteinuria: Penyakit ginjal, nefropati: hipertensi, keracunan kehamilan.</p>
-------------	--

BAGAN ALUR CARA KERJA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Isi urin ke dalam beaker</li> <li>- Masukkan urin ke dalam tabung reaktif 2/3 tabung</li> <li>- Peganglah tabung reaktif pada bagian bawah menggunakan penjepit tabung</li> <li>- Panaskan urin pada lapiran air sampai mendidih selama 3-5 menit.</li> </ul>
-----------------------	--

Yogyakarta.....2021

Menyetujui  
Dosen Pengampu Praktikum

(.....)

BAGAN  
KERJA



FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM  
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU  
KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA

	NAMA	
	NIM	
	KELAS/KELOMPOK	
	JUDUL PRAKTIKUM	
ALAT	1. Pot urin 2. Tabung reaksi 3. Rak tabung 4. Kertas lakmus	
BAHAN	Urin Sewaan	
DASAR TEORI	Ginjal dan Jantung adalah dua organ utama yang mengatur keseimbangan asam dalam tubuh. Jantung memelihara koronari dioksidasi - ginjal mengatur penularan asam yang tidak mudah menguap yang dihasilkan oleh proses metabolisme normal dari jaringan - jaringan,	
BAGAN ALUR CARA KERJA	- Siapkan alat bahan - diamati sebuah kertas universal indikator/kertas lakmus kemudian dicelupkan kedalam Urin 2. Abandingkan warna dengan Perbandingan pada Kertas lakmus - Kertas lakmus merah menjadi pin.	
		Yogyakarta.....2021 Menyetujui Dosen Pengampu Praktikum  (.....)