



**FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA**

NAMA	Sri Rejeki
NIM	2110101007
KELAS/KELOMPOK	B5
JUDUL PRAKTIKUM	Pemeriksaan HIV

ALAT	<p>1. Alat</p> <ul style="list-style-type: none">- Pipet tetes- Sentrifuse- Rak tabung- Tabung k3- Darah lengkap (serum/plasma,whole blood)- Reagen HIV/Buffer HIV- stopwatch
BAHAN	<p>1. bahan</p> <ul style="list-style-type: none">- sampel- Strip HIV
DASAR TEORI	HIV (<i>human immunodeficiency virus</i>) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit.
BAGAN ALUR CARA KERJA	<p>Prosedur kerja</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sediakan alat dan bahan yang akan digunakan2. Sampel yg berupa serum yang telah di sentrifuse,diletakan di rak tabung dan disiapkan tabung dengan pipet tetesnya3. Diteteskan serum 3 µl kedalam lubang sampel kemudian Ditambah diluent sebanyak 3 tetes.4. Baca hasil dalam 12 menit ,Pembacaan dilakukan tidak boleh lebih dari 15 menit karena dapat menimbulkan positive palsu

Yogyakarta.....2021

Menyetujui
Dosen Pengampu Praktikum

(.....)



**FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA**

NAMA	Sri Rejaki
NIM	2110101007
KELAS/KELOMPOK	B5
JUDUL PRAKTIKUM	Pemeriksaan HBsAg

ALAT

Obyek glass, mikroskop, mikropipet, stopwatch, pengaduk, sput 3 cc, tornuikuet, tabung EDTA, alcohol swab, bengkok dan bak instrument kecil , alat sentrifuse. ~~septatpose~~

BAHAN

Serum plasma , Rapid test HBsAg, kit reagen VDR L,

DASAR TEORI

HBsAg (Hepatitis B surface antigen) merupakan suatu protein antigen dimana antigen tersebut dapat menjadi indikator awal dari hepatitis B akut dan sering kali (digunakan untuk) mengidentifikasi orang-orang yang terinfeksi sebelum gejala-gejala muncul. HBsAg dapat dideteksi pada cairan tubuh yang terinfeksi dan menghilang dari darah selama masa pemulihan. Pada beberapa orang (khususnya mereka yang terinfeksi adalah anak-anak atau mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti pada penderita AIDS), infeksi kronis dengan VHB dapat terjadi dan HBsAg tetap positif.

BAGAN ALUR CARA KERJA

- 1. Pemeriksaan HBsAg**
 - a. Bawa kemasan pada suhu kamarkan sebelum dibuka.
 - b. Dengan panah menunjuk ke arah specimen plasma atau serum. Celupkan tes strip secara vertical pada serum atau plasma setidaknya selama 10-15 detik. Jangan melewati garis batas maksimum (max) pada tes strip.
 - c. Tempatkan tes strip pada permukaan datar yang tidak dapat menyerap, mulai hitung waktu dan tunggu sampai garis merah muncul. Hasilnya harus dibaca pada 15 menit.

Yogyakarta.....2021
Menyetujui
Dosen Pengampu Praktikum

(.....)



FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA'

NAMA SRI REJEKI

NIM 210101007

KELAS/KELOMPOK B5

JUDUL PRAKTIKUM PEMERIKSAAN HB

ALAT Hemoglobin Meter, lancet, Strip. ^{A.Pet. Sahli} ~~lalat~~

BAHAN darah latihan Control

DASAR TEORI Hemoglobin adalah Metaloprotein didalam sel darah merah yang berfungsi sebagai Pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Pada manusia kita dan hewan lainnya.

- BAGAN ALUR CARA KERJA
- a. Bersihkan jari tangan yang akan diambil darahnya dengan kapas
 - b. Tusuk area yang dibersihkan dengan lancet
 - c. Tuangkan hemoglobin Meter dan Masukan Strip
 - d. teteskan darah Pada Strip
 - e. Baca berapa nilai hemoglobin anda
 - f. Catat Macam dan Fungsi Reagen yang digunakan dalam tes tersebut

Yogyakarta.....20 Des.....2021

Menyetujui
Dosen Pengampu Praktikum

(Rosmita Nurulqara, S.Sit, M.Keb)



FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA'

NAMA	SRI REJEKI
NIM	2110101007
KELAS/KELOMPOK	B5
JUDUL PRAKTIKUM	PEMERIKSAAN GULA DARAH

ALAT	Lancet, Alat Glukosimeter
BAHAN	1. Sampel whole blood (darah kapiler) 2. Serum 3. Strip 4. Kapas alkohol 5. Handschoen 6. Wadah kantong implanter
DASAR TEORI	Gula darah adalah istilah yang mengacu kepada tingkat glukosa didalam darah. konsentrasi gula darah, atau tingkat glukosa serum diatur ketat didalam tubuh.
BAGAN ALUR CARA KERJA	1. Alat Glukosimeter 2. Jaringan di masukkan dalam lancet dan dipilih Nomer pada lancet sesuai ketebalan kulit pasien 3. CHP khusus untuk pemeriksaan glukosa dimasukkan pd alat glukosimeter pd tempatnya 4. Strip dimasukkan pada teralatnya 5. Jari digigit kedua/ketiga/keempat pasien di bersihkan dengan kapas alkohol lalu biarkan mengering 6. Darah kapiler diambil dengan menggunakan lancet yang ditusuk pada jari kedua/ketiga/ keempat pasien 7. Sampel darah kapiler dimasukkan kedalam strip dengan cara ditempelkan pd bagian khusus pada strip yang menyerap darah. 8. Hasil Pengukuran kadar glukosa akan ditampilkan pd layar strip dicabut dari alat glukosa meter 9. Darah dibuang dari lancet

Yogyakarta, 20 Des 2021

Menyetujui
Dosen Pengampu Praktikum

(Rismita Muzuliana, S.Sit, T.M.Keb)



**FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA'**

NAMA	SRI REDEKI
NIM	2110101007
KELAS/KELOMPOK	B
JUDUL PRAKTIKUM	Pemeriksaan Golongan Darah.
ALAT	Lancet, kapas, Objek Glass, Pengaduk
BAHAN	Alkohol 70% reagen antiserum A, reagen antiserum B, dan reagen antiserum AB
DASAR TEORI	Golongan darah adalah ciri khasus darah dari suatu individu karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah. Didunia ini sebagian diketahui sekitar 46 jenis antigen selain antigen ABO dan Rh.
BAGAN ALUR CARA KERJA	<ol style="list-style-type: none">1. Darah kapiler diteteskan 4 tetes kecil pada objek glass2. Pada masing-masing tetesan darah kapiler ditetes anti A, anti B, anti AB dan anti D3. Dicampur dengan Pengaduk kemudian digoyangkan dengan membuat gerakan menungkar4. Diambil adanya aglutinasi baik secara makroskopis dan mikroskopis.

Yogyakarta..... 2021

Menyetujui
Dosen Pengampu Praktikum

(Rosmita Nuruliana - S.Si.T.M.Keb)