



**FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM  
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU  
KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA**

NAMA SHOFIYATUL AZIZAH

NIM 2110101115

KELAS/KELOMPOK B4

JUDUL PRAKTIKUM Pemeriksaan HIV

**ALAT**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1). Tourniquet                         | 8). Sentrifus   |
| 2). Tabung Vakum                       | 9). Pipet titik |
| 3). Holder                             |                 |
| 4). Jarum-jarum Vacutainer (no 20-22G) |                 |
| 5). Handispoon                         |                 |
| 6). Masker                             |                 |
| 7). Wadah tahan tusukan                |                 |

**BAHAN**

- |                  |
|------------------|
| 1). Alkohol Swab |
| 2). Kasa steril  |
| 3). Plesier      |
| 4). Sempel Jerum |

**DASAR TEORI**

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah jenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan daya tahan tubuh menurun. Inveksi HIV dapat ditularkan melalui cairan tubuh, yaitu darah, sperma, dan cairan vagina lewat hubungan sexual, transfusi darah, alat suntik, dan perinatal (ibu hamil kepada janinnya). Pemeriksaan Anti-HIV mendekati antibodi yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh untuk melawan HIV. Antibodi-HIV umumnya terbentuk sekitar 3-6 minggu terinfeksi atau pada seseorang dengan pembentukan antibodi yg lambat dapat terbentuk setelah 5-6 bulan terinfeksi.

## BAGAN ALUR CARA KERJA

- 1). Reagen Pertama
  - a). Kit dan sampel serum dibawa ke suhu ruangan sebelum pengujian.
  - b). Strip uji dikeluarkan dari kantong foil dan diletakkan di tempat yang datar dan kering.
  - c). Dengan menggunakan pipet kapiler di pipet sampel lalu diteteskan sebanyak 1 tetes dan dimasukkan ke dalam sumur bertanda "S"
  - d). Uji pengencer ditambahkan sebanyak 1 tetes
  - e). Hasil tes dibaca pada 5-30 menit
- 2). Reagen Kedua
  - a). Kit dan sampel serum dibawa ke suhu ruangan sebelum pengujian
  - b). Strip uji dikeluarkan dari kantong foil dan diletakkan di tempat yang datar dan kering
  - c). Dengan menggunakan pipet kapiler di pipet sampel lalu diteteskan sebanyak 1 tetes dan dimasukkan ke dalam sumur bertanda "S"
  - d). Uji pengencer ditambahkan sebanyak 1 tetes
  - e). Hasil tes dibaca pada 15-30 menit
- 3). Reagen ketiga
  - a). Kit dan sampel serum dibawa ke suhu ruangan sebelum pengujian
  - b). Strip uji dikeluarkan dari kantong foil dan diletakkan di tempat yang datar dan kering
  - c). Dengan menggunakan pipet kapiler di pipet sampel lalu diteteskan sebanyak 2 tetes dan dimasukkan ke dalam sumur bertanda "S"
  - d). Hasil tes dibaca pada 30 menit

Yogyakarta.....2021

Menyetujui  
Dosen Pengampu Praktikum

(Dr. Lestiana)