


1. Pemeriksaan HIV

- Dipipet sempel sebanyak 3μl.
- Ditambah diluent sebanyak 3 tetes.
- Baca hasil dalam 12 menit, jangan baca hasil sesudah 15 menit.

Interpretasi Hasil



	FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA'	
	NAMA	IRNA RARA JUNICA
	NIM	2110101068
	KELAS/KELOMPOK	B/B1
	JUDUL PRAKTIKUM	Pemeriksaan HIV
ALAT	<ul style="list-style-type: none"> - Pipet tetes - Sentrifuse - Rak tabung - Tabung 5ml - Darah Lengkap (serum/plasma, whole blood) - Reagen HIV / Buffer HIV 	
BAHAN	<ul style="list-style-type: none"> - Sampel - Strip HIV 	
DASAR TEORI	<p>HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus yang dapat menyebab AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bersama sel CD4 sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang pada akhirnya tidak dapat bertahan dari gangguan penyakit walaupun yang sangat ringan sekali pun.</p>	
BAGAN ALUR CARA KERJA	<p>cara kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sediakan alat dan bahan yang akan digunakan 2. Sampel yg berupa serum yang telah di sentrifuse, diletakkan di tabung dan disiapkan tatacng dengan Pipet festnya 3. Diteteskan serum 50 ul kedalam lubang sampel kemudian lanjut meneteskan 3 tetes buffer ± 90 ul 4. Dibaca hasil antara 10-15 menit setelah meneteskan Sampel 5. pembacaan dilakukan tidak boleh lebih dari 15 menit karena dapat menyebabkan hasil positif palsu <p>Yogyakarta.....6-12-2021 Dosen Pengampu Praktikum (.....)</p>	

	FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA'	
	NAMA	IRNA RARA JUMIKA
	NIM	2110101068
	KELAS/KELOMPOK	B / BI
	JUDUL PRAKTIKUM	Pemeriksaan HBsAg
ALAT	HBsAg cassette test, HBsAg Rapid test, Alkohol swab, Spuit scc, Bengkok, Centrifuse, tourniquet, rak faturan reaksi, rak talung reaksi, Kapas kering, Piala injeksi	
BAHAN	Serum, darah, dan reagen kit	
DASAR TEORI	<p>Hepatitis adalah penyakit kronis yang menahun, dimana pada saat orang tersebut telah terinfeksi, kondisi masih sehat dan belum menunjukkan gejala dan tanda yang khas, tetapi penularan terus berjalan. Penularan hepatitis dapat melalui transfuse darah, jarum suntik tercemari, pisau cukur, dan transplantasi organ. Tujuan tes adalah untuk mendetecti adanya antigen hepatitis B dalam janus/plasma pasien</p>	
BAGAN ALUR CARA KERJA	<p>Cara kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bawa kemasan pada kamar sebelum dibuka 2. Dengan panah menunjukkan ke arah Serum, celupkan tes strip secara vertical pada Serum/Plasma, selama 10-15 detik. Jangan melewati garis batas maksimum pada tes strip 3. Tempat test strip pada permukaan yang bersih. Mulai hitung waktu dan tunggu sampai garis merah muncul. Hasilnya harus dibaca 15 menit. <p>1. jika hasil strip 2 hasilnya positif. 2. jika hasil 1 hasilnya negatif</p>	
Yogyakarta.....6.....12.....2021 Menyetujui Dosen Pengampu Praktikum (.....)		