



FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA'	
NAMA	Vianitadevi
NIM	2110101099
KELAS/KELOMPOK	B/B3
JUDUL PRAKTIKUM	Pemeriksaan Gula Darah
ALAT	<ol style="list-style-type: none">1. Lancet2. Alat Glukosameter3. Jarum4. Strip5. Kapas Alkohol6. Handschoen7. Wadah limbah infekius.
BAHAN	Sample whole blood (darah kapiler)
DASAR TEORI	POCT (Point of Care Testing) didefinisikan sebagai pemeriksaan yg hasilnya dapat diketahui sesegera mungkin dalam membantu menentukan tindakan selanjutnya bagi pasien. Salah satu contohnya ialah glukosameter. Penggunaan alat glukosimeter yg utama ialah untuk monitoring dan bukan untuk diagnosis pasien karena terdapat beberapa limitasi dari glukosameter yakni hanya dapat menggunakan sample darah kapiler. Penggunaan darah kapiler memiliki beberapa kontraindikasi seperti pada kasus gangguan sirkulari panfer yg berat, misalnya dehidrasi pada koma ketoacidosis, hipotensi berat, gagal jantung, dan lain-lain.

BAGAN ALUR CARA KERJA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat glukosameter diambil 2. Jarum dimasukkan dalam lancet dan dipilih nomer pada lancet sesuai ketebalan kulit pasien 3. Chip khusus untuk pemakaian glukosa dimasukkan pada alat glukosameter pada tempatnya (sesuai alat glukosameter). 4. Strip dimasukkan pada tempatnya (sesuai alat glukosameter). 5. Jari kedua/ketiga/keempat pasien dibersihkan dengan menggunakan kapas Alkohol lalu dibiarakan mengering. 6. Darah kapilar diambil dengan menggunakan lancet yang ditusuk pada jari kedua/ketiga/keempat pasien. 7. Sample darah kapilar dimasukkan ke dalam strip dengan cara di tempelkan pada bagian khusus pada strip yang menyerap darah. 8. Hasil pengukuran kadar glukosa akan ditampilkan pada layar. Strip dicabut dari alat glukosameter 9. Jarum dibuang dari lancet.

HASIL	<p>1. Shinta Elmanora hant = 111 mg / dl (normal)</p> <p>2. Renita Pramesti hant = 96 mg / dl (normal)</p> <p>3. Siti Firdausi hant = 109 mg / dl (normal)</p>
	<p>Yogyakarta 20 Desember 2021 Menyetujui Dosen Pengampu Praktikum (.....)</p>



FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA'	
NAMA	Vianitadevi
NIM	2110101099
KELAS/KELOMPOK	B/B3
JUDUL PRAKTIKUM	Pemeriksaan Hb
ALAT	1. Hemoglobin Meter 2. Lancet 3. Strip 4. Larutan Alkohol 5. Kapas
BAHAN	Sample whole blood (darah kapiler)
DASAR TEORI	Point of Care Testing (PoCT) merupakan pemeriksaan laboratorium atau analisis yang dilakukan di tempat pasien berada, hasil dari pemeriksaan dapat diketahui lebih cepat dari pada sample serupa yang dikirimkan ke laboratorium. Pemeriksaan ini sangat bermanfaat bagi pasien kritis dan juga untuk mengurangi waktu tunggu pasien. Namun PoCT memiliki kelemahan dibandingkan dengan pengujian laboratorium yaitu hasilnya tidak seakurat hasil pemeriksaan di laboratorium. Selain itu juga biaya tes yang dilakukan dengan PoCT lebih besar dari pada pengujian laboratorium konvensional.
BAGAN ALUR CARA KERJA	a. Bersihkan jari tangan yang akan diambil darahnya dengan kapas yang sudah diberi alkohol. b. Tusuk area yang dibersihkan dengan lancet. c. Nyalakan hemoglobin meter dan masukan strip d. Teskan darah pada strip e. Baca berapa nilai hemoglobin anda. f. Catat macam dan fungsi koagen yang digunakan dalam tes tersebut.

HASIL	Silmi fuji Hasil = 12 g/dl Inokulator: Normal.
	Yogyakarta, 20 Desember 2021 Menyetujui Dosen Pengampu Praktikum (.....)