

	<p align="center"><b>FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA'</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>NAMA</b></td> <td>Helisa LayyinatussyFa</td> </tr> <tr> <td><b>NIM</b></td> <td>2110101123</td> </tr> <tr> <td><b>KELAS/KELOMPOK</b></td> <td>B / BS</td> </tr> <tr> <td><b>JUDUL PRAKTIKUM</b></td> <td>Pemeriksaan Hb dan gula darah</td> </tr> </table>	<b>NAMA</b>	Helisa LayyinatussyFa	<b>NIM</b>	2110101123	<b>KELAS/KELOMPOK</b>	B / BS	<b>JUDUL PRAKTIKUM</b>	Pemeriksaan Hb dan gula darah
<b>NAMA</b>	Helisa LayyinatussyFa								
<b>NIM</b>	2110101123								
<b>KELAS/KELOMPOK</b>	B / BS								
<b>JUDUL PRAKTIKUM</b>	Pemeriksaan Hb dan gula darah								
<b>ALAT</b>	1) Haemoglobin meter 2) lancet 3) Pipet catli 4) Tabung satli								
<b>BAHAN</b>	1) strip 2) Sampel darah 3) Larutan kontrol 4) Aquabidest								
<b>DASAR TEORI</b>	<p>Point of care testing (POCT) merupakan pemeriksaan laboratorium atau analisis yang dilakukan secara klinis oleh profesional kesehatan non-laboratorium. Karena POCT dilakukan di tempat pasien berada, hasil dari pemeriksaan dapat diketahui lebih cepat dari pada sampel serupa yang dikirimkan ke laboratorium. Pemeriksaan ini sangat bermanfaat bagi pasien kritis dan juga untuk mengurangi waktu tunggu pasien. Namun POCT memiliki kelemahan dibandingkan dengan pengujian laboratorium, yaitu hasilnya tidak seakurat hasil pemeriksaan laboratorium. Selain itu juga biaya tes yang dilakukan dengan POCT lebih besar dari pada pengujian laboratorium konvensional.</p>								
<b>BAGAN ALUR CARA KERJA</b>	1) Bersihkan jari tangan yang akan diambil darahnya dengan kapas yang sudah dibasahi alkohol 2) Tusuk area yang dibersihkan dengan lancet 3) Nyalakan haemoglobin meter dan masukkan strip 4) Tambahkan darah pada strip 5) Baca berapa nilai haemoglobin 6) catat macam dan fungsi reagen yang digunakan dalam tes tersebut.								
Yogyakarta, 20 Desember 2021 Menyetujui Dosen Pengampu Praktikum  (Rosmita Aluzuliani)									

Silakan setor nilaianya 0,2



FORMULIR BAGAN ALUR CARA KERJA PRAKTIKUM  
BIOKIMIA PRODI PROFESI BIDAN FAKULTAS ILMU  
KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIYA YOGYAKARTA'

	<b>NAMA</b> HELISA LAYYINATUSSHYFA
	<b>NIM</b> 2110101123
	<b>KELAS/KELOMPOK</b> B / BS
	<b>JUDUL PRAKTIKUM</b> Pemeriksaan Gula Darah Secaktu
<b>ALAT</b>	1. Lancet 2. Alat Glukosameter
<b>BAHAN</b>	1. Sampel whole blood (darah kapiler) 2. Jarum 3. Strip 4. Kapas alkohol 5. Hand scone 6. Wadah limbah infeksius
<b>DASAR TEORI</b>	POCT (Point Of Care Testing) didefinisikan sebagai pemeriksaan yang hasilnya dapat dilectahui segera mungkin dalam membantu menentukan tindakan selanjutnya bagi pasien. Salah satu contohnya adalah glukosameter. Penggunaan alat glukosameter yang utama untuk monitoring dan buatan untuk diagnosis pasti lalu yang terdapat beberapa limitasi dari glukosameter yakni hanya dapat menggunakan sampel darah kapiler. Penggunaan darah kapiler memiliki beberapa kontraindikasi seperti pada kasus gangguan Sirwalasi perifer yang berat misalnya dehidrasi. Pada koma ketoacidosis, hipotensi berat, gagal jantung, dan lain-lain.
<b>BAGAN ALUR CARA KERJA</b>	1) Alat glukosameter disiapkan 2) Jarum dimasukkan dalam lancet dan dipilih nomor pada lancet sesuai kulit pasien 3) Strip khusus untuk pemeriksaan glukosa dimasukkan pada alat glukosameter pada tempatnya (sesuai alat glukosameter) 4) Strip dimasukkan pada tempatnya (sesuai alat glukosameter) 5) Jari tergantung yang akan diambil darahnya dibersihkan dengan menggunakan kapas alkohol lalu ditarikan mengering 6) Darah kapiler diambil dengan menggunakan lancet yang ditusuk pada jari yang sudah dibersihkan 7) Sampel darah kapiler dimasukkan kedalam strip dengan cara dikompreskan pada bagian khusus pada strip yang menyerap darah. 8) Hasil pengukuran kadar glukosa akan ditampilkan pada layar - Strip dicabut dari alat glukosa-meter *) jarum di buang dari lancet
Yogyakarta 20 Desember 2021 Menyetujui Dosen Pengampu Praktikum ( Rosmita Nuzuliana )	